

**ENGLISH:**

STORE THERAPEARL PACK IN FREEZER  
OR AIRTIGHT PLASTIC BAG

**THERA°PEARL**  
A New Degree of Relief  
Doctor Designed Hot & Cold Therapy  
Reusable Hot & Cold Therapy

**Eye-ssential Mask**  
Conforms to your body to deliver soothing relief from:  
- Dry Eyes  
- Headaches / Sinuses  
- Puffy Eyes & More!

**Freeze & Microwave**  
Non- Toxic  
Reusable

[www.therapearl.com](http://www.therapearl.com), 0800-909-8180

Contains one (1) THERA°PEARL  
Eye-ssential Mask  
9 in x 2.75 in ( 22.9 cm x 7 cm )

**THERA°PEARL** combines the healing power of hot & cold therapy into one convenient pack. Enjoy extraordinary relief from your everyday aches & pains and feel the optimal therapeutic benefit as our Pearl Technology™ conforms to your body.

**INTENDED USE:**  
Reusable therapeutic hot & cold pack for use with common aches, pains, swelling and bruising. Packs are designed to retain a therapeutic temperature for approximately 20 minutes.

**COLD THERAPY ~** Freeze for at least 2 hours.

**HEAT THERAPY ~** Microwave for time indicated below and test pack temperature. Heat for additional 5 seconds as needed until desired temperature is reached. Suggested heating time for (1) one THERA°PEARL Eye-ssential Mask

700 Watts ~ 15 Seconds  
1000 Watts ~ 12 Seconds  
1250 Watts ~ 10 Seconds

**DIRECTIONS:**  
THERA°PEARL pack should be applied for 20 minutes, or as doctor recommended. Remove and wait for at least 20 minutes. Repeat as needed.

**CAUTION:** Always test pack temperature prior to application. Overheating or prolonged application may cause injury to person, including burns. For external use only. Do not use on infants. Do not puncture pack and/or ingest contents. Do not apply to sensitive skin, insensitive skin, or open wounds. Do not use for purposes other than intended. Do not fall asleep using pack. Use only under adult supervision. Heating beyond suggested time may damage or destroy THERA°PEARL pack. For extreme, prolonged, or chronic pain, contact a physician.

**DEUTSCH:**

BEWAHREN SIE DIE THERAPEARL –  
PACKUNG BITTE IM GEFRIERSCHRANK  
ODER IN EINER LUFTDICHTVERSCHLOSSENEN  
PLASTIKTÜTE AUF

**THERA°PEARL**  
Eine neue Art der Entspannung  
Von Ärzten entwickelte Wärme- & Kälte-  
therapie

Wiederverwendbare Wärme- & Kältetherapie

**Spezielle Augenmaske**  
Pässt sich optimal Ihrem Körper an um zu lindern bei:  
- Trocken Augen  
- Kopfschmerzen /  
Nasennebenhöhlenentzündung  
- Geschwollenen Augen usw.

Kühlen im Gefrierfach & Erwärmen in der Mikrowelle  
Nicht-toxisch  
Wiederverwendbar

[www.therapearl.com](http://www.therapearl.com), 0800-909-8180

Enthält eine THERA°PEARL  
Spezielle Augenmaske  
22,9 cm x 7 cm ( 9 in x 2.75 in )

**THERA°PEARL** - die praktische Kombination aus Hei- und Kalt-Anwendung. Genießen Sie die außergewöhnliche Linderung bei Ihren Alltagsbeschwerden und Schmerzen und erfahren Sie die optimale therapeutische Unterstützung durch die Augenmaske, die sich dank der einzigartigen Pearl Technology™ optimal Ihrem Körper anpasst.

**ZWECKBESTIMMUNG:**  
Wiederverwendbare Wärme- & Kältetherapie zur Anwendung bei Verletzungen, Schmerzen, Schwellingen und Blutergüssen. Die Augenmaske kann eine therapeutische Temperatur für etwa 20 Minuten aufrechterhalten.

**KÄLTETHERAPIE:** Für mindestens 2 Stunden in das Gefrierfach legen.  
**WÄRMETHERAPIE:** In der Mikrowelle für die unten angegebene Zeit erwärmen und Temperatur der Packung prüfen. Wenn nötig für weitere 5 Sekunden erwärmen bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.

**Empfohlene Erwärmungszeit für eine THÉRA°PEARL Augenmaske:**  
700 Watt ~ 15 Sekunden  
1.000 Watt ~ 12 Sekunden  
1.250 Watt ~ 10 Sekunden

**HINWEISE:**  
Die THERA°PEARL Augenmaske sollte für 20 Minuten oder für die vom Arzt empfohlene Zeit aufgelegt werden. Entfernen Sie die Augenmaske und wiederholen Sie, falls erforderlich, die Anwendung nach einer mindestens 20-minütigen Pause.

**VORSICHT:**  
Vor der Anwendung immer die Temperatur der Packung prüfen. Zu starke Erhitzung oder längerfristiges Auflegen können Verbrennungen und andere gesundheitliche Schäden nach sich ziehen. Ausschließlich für die äußerliche Anwendung. Nicht bei Säuglingen und Kleinkindern anwenden. Die THERA°PEARL Augenmaske darf nicht beschädigt oder geöffnet werden. Der Inhalt darf nicht verschluckt werden. Nicht auf sehr empfindlichen oder taubenden Hautbereichen oder auf offenen Wunden anwenden. Nur für die angegebene Zweckbestimmung anwenden. Nicht bei Anwendung der Augenmaske einschlafen. Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen anwenden. Eine längere Erwärmungszeit als angegeben kann die THERA°PEARL Packung beschädigen oder zerstören. Bei sehr starken, länger anhaltenden, chronischen Schmerzen kontaktieren Sie Ihren Arzt.

**FRANÇAIS:**

STOCKEZ LE MASQUE THERAPEARL DANS LE CONGÉLATEUR OU DANS UN SAC EN PLASTIQUE HERMÉTIQUE

**THERA°PEARL**  
Une nouvelle technique de soulagement Réutilisable - thérapie chaude et froide

**Masque oculaire**

Vous soulage en cas de :  
- Sécheresse oculaire  
- Mal de tête / problème de sinus  
- Yeux gonflés

Cryothérapie et thermothérapie  
Non toxique  
Réutilisable  
[www.therapearl.com](http://www.therapearl.com), 0800-909-8180

Contient 1 masque THERA°PEARL  
Masque oculaire  
(22,9 cm x 7 cm)

**THERA°PEARL** combine le pouvoir apaisant d'une thérapie chaude et froide en un masque pratique. Appréciez le soulagement de vos douleurs quotidiennes et profitez des bénéfices thérapeutiques optimaux de Pearl Technology™ qui s'adapte à votre corps.

**UTILISATION PRÉVUE :**  
Masque thérapeutique chaud et froid réutilisable, à utiliser en cas de maux courants, de douleurs, de tuméfactions et de contusions, Le masque a été conçu pour garder une température thérapeutique pendant 20 minutes environ.

**THÉRAPIE FROIDE ~** mettre au congélateur au moins 2 heures.

**THÉRAPIE CHAUDE ~** Réchauffer au four à micro-ondes pendant la durée et la température indiquées sur le packaging. Réchauffez 5 secondes supplémentaires si nécessaire jusqu'à ce que la température soit atteinte.

**Temps de réchauffement conseillé pour (1) le masque THERA°PEARL .**

700 Watts ~ 15 secondes  
1000 Watts ~ 12 secondes  
1250 Watts ~ 10 secondes

Nettoyer doucement le masque pour les yeux, avec un savon doux.

**INSTRUCTIONS :**  
Le masque THERA°PEARL ne doit pas être appliqué sur la peau ou les yeux fermes plus de 20 minutes ou au-delà de la durée recommandée par le médecin. Retirer le masque et attendre au moins 20 minutes avant toute nouvelle application. Si nécessaire, appliquer de nouveau le masque pendant une durée maximale de 20 minutes.

**ATTENTION :**  
Toujours tester la température avant application. Une température trop élevée ou une application prolongée peut entraîner des blessures sous forme de brûlures. Pour utilisation externe uniquement. Ne pas utiliser chez l'enfant. Utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte. Ne pas s'endormir avec le masque appliquée. Ne pas percer le masque et/ou avaler son contenu. Ne pas utiliser à d'autres fins que celles prévues. Contrôler avec votre médecin avant une utilisation sur une peau présentant des lésions, irritée, très sensible ou insensible. Toujours tester la température du masque avant l'application. Une surchauffe ou une application prolongée peut entraîner des blessures, y compris des brûlures. Chauder le masque au-delà de la durée recommandée peut endommager ou détruire le masque THERA°PEARL. En cas de douleurs extrêmes, prolongées ou chroniques, veuillez consulter un médecin.

**ITALIANO:**

CONSERVARE THERAPEARL NEL FREEZER O IN UN SACCHETTO DI PLASTICA A CHIUSURA HERMETICA

**THERA°PEARL**  
Un nuovo livello di sollievo  
Terapia del caldo e del freddo ideata da un medico  
Terapia del caldo e del freddo riutilizzabile

**Eye- ssential Mask**  
Si adatta al tuo corpo donando un rassicurante sollievo da:  
- secchezza oculare  
- mal di testa/sinusite  
- occhi gonfi e molto di più!

Da congelare o scaldare nel microonde Non tossico Riutilizzabile

[www.therapearl.com](http://www.therapearl.com), 0800-909-8180

Contiene una (1) Maschera THERA°PEARL Eye-ssential  
22,9 cm x 7 cm

**THERA°PEARL** combina il potere curativo

della terapia del caldo e del freddo in un'unica comoda maschera. Sperimentate il sollievo straordinario da dolori e malestesi quotidiani grazie al beneficio terapeutico ottimale della tecnologia Pearl Technology™.

**MODALITÀ D'USO:**  
Maschera terapeutica, riutilizzabile calda o fredda, indicata in caso di stato di malestesi, dolori, gonfiore e lividi.

**TERAPIA DEL FREDDO ~** Riporre nel congelatore per almeno 2 ore.  
**TERAPIA DEL CALDO ~** Tempo di riscaldamento nel microonde e relativa temperatura della maschera specificati sotto. Riscaldare, al bisogno, per altri 5 secondi per ottenere la temperatura desiderata.

**Tempo di riscaldamento consigliato per (1) una maschera per gli occhi THERA°PEARL**

700 watt ~ 15 secondi  
1000 watt ~ 12 secondi  
1250 watt ~ 10 secondi

**ISTRUZIONI:**  
La maschera THERA°PEARL deve essere applicata per 20 minuti o secondo consiglio del medico. Rimuovere e attendere almeno 20 minuti prima di ripetere l'applicazione, se necessaria.

**ATTENZIONE:** Controllare sempre la temperatura della maschera prima dell'applicazione. Un riscaldamento eccessivo o applicazioni prolungate possono causare ferite, incluse scottature. Solo per uso esterno. Non usare sui lattanti. Non forare la maschera e/o ingerire il contenuto. Non applicare su pelle sensibile, pelle insensibile o ferite aperte. Non usare per scopi diversi da quanto indicato. Non addormentarsi durante l'uso della maschera. Utilizzare solo sotto la supervisione di un adulto.

Il riscaldamento per tempi superiori a quelli raccomandati può danneggiare o rovinare la maschera THERA°PEARL. In caso di dolore intenso, prolungato o cronico, consultare il medico.

**ESPAÑOL:**

GUARDE EL THERAPEARL PACK EN EL CONGELADOR O EN UNA BOLSA DE PLÁSTICO HERMÉTICA

**THERA°PEARL** Un nuevo grado de alivio Tratamiento de Frío y Calor diseñado por un médico Tratamiento reutilizable de Frío y Calor

Máscara esencial para los ojos Se adapta al cuerpo para proporcionar un reconfortable alivio de:

- Ojos secos
- Dolores de cabeza / sinusales
- Ojos hinchados y más!

Congelador y microondas  
No tóxico  
Reutilizable

[www.therapearl.com](http://www.therapearl.com), 0800-909-8180

Contiene un (1) THERA°PEARL  
Máscara esencial para los ojos  
9 in x 2.75 in ( 22,9 cm x 7 cm )

**THERA°PEARL** combina el poder curativo del tratamiento con frío y calor en un cómodo formato. Disfrute del alivio extraordinario de sus dolores y molestias diarios y sienta el beneficio terapéutico óptimo de nuestra Pearl Technology™ que se adapta a su cuerpo

**INDICACIONES:**  
Formato terapéutico de frío y calor reutilizable para usar en caso de dolores y molestias habituales, inflamaciones y hematomas. El formato está diseñado para mantener la temperatura terapéutica durante unos 20 minutos.

**TRATAMIENTO EN FRÍO ~** Dejar la máscara en el congelador durante al menos 2 horas

**TRATAMIENTO EN CALIENTE ~** Calentar la máscara en el microondas por debajo del tiempo indicado y comprobar la temperatura de la misma. Calentar 5 segundos

700 Watts ~ 15 segundos  
1000 Watts ~ 12 segundos  
1250 Watts ~ 10 segundos

**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**  
A máscara THERA°PEARL deve ser aplicada durante 20 minutos ou como recomendado pelo médico. Retirar e aguardar pelo menos 20 minutos. Repetir, se necessário.

**PRECAUÇÕES:** Comprove sempre a

adicionalas o como se necesite hasta alcanzar la temperatura deseada.

**Tiempo de calentamiento recomendado de una (1) máscara esencial para los ojos THERA°PEARL:**  
700 vatios: 15 segundos  
1.000 vatios: 12 segundos  
1.250 vatios: 10 segundos

**MODO DE USO:**  
La máscara THERA°PEARL debe aplicarse durante 20 minutos o según haya recomendado el médico. Retirar y esperar al menos 20 minutos. Repetir según se necesite.

**PRECAUCIONES:** Compruebe siempre la temperatura de la máscara antes de su aplicación. El sobrecalentamiento o la aplicación prolongada de la máscara puede provocar lesiones personales, incluyendo quemaduras. Sólo para uso externo. No utilizar en niños. No perforar la máscara ni ingerir su contenido. No utilizar sobre la piel muy sensible, insensible o sobre heridas abiertas. No utilizar en indicaciones diferentes a las previstas. No se duerma mientras esté utilizando la máscara. Utilizar solamente bajo supervisión de un adulto. La des máscara truise THERA°PEARL puede dañarse o destruirse si se calienta durante más tiempo del recomendado. Consulte con el médico en caso de dolor intenso, prolongado o crónico.

**PORUGUÊS:**

GUARDE A EMBALAGEM THERAPEARL NO CONGELADOR OU NUM SACO DE PLÁSTICO COM FECHO HERMÉTICO

**THERA°PEARL**  
Um novo Grau de Alívio  
Terapia de Frio e Calor Desenvolvida por um Médico  
Terapia Reutilizável de Frio e Calor

Máscara esencial para os olhos Adapta-se ao corpo proporcionando um confortável alívio de:  
- Olhos secos  
- Dores de cabeça / seios nasais  
- Olhos inchados e Mais!

Congelador e Microondas  
Não tóxico  
Reutilizável

[www.therapearl.com](http://www.therapearl.com), 0800-909-8180

Contém um (1) Thera Pearl  
Máscara esencial para os olhos  
9 in x 2.75 in ( 22,9 cm x 7 cm )

**THERA°PEARL** combina o poder curativo de uma terapia de frio e calor, num formato cômodo. Desfrute de um alívio extraordinário das suas dores e sofrimentos diários e sinta o ótimo benefício terapêutico da nossa Pearl Technology™ que se adapta ao seu corpo.

**UTILIZAÇÃO PREVISTA:**  
Máscara terapêutica de frio e calor reutilizável para usar em caso de sofrimentos habituais, dores, inchados e contusões. A máscara foi desenvolvida de modo a reter a temperatura terapêutica durante cerca de 20 minutos.

**TERAPIA DE FRIO ~** Colocar a máscara no congelador durante, pelo menos 2 horas.  
**TERAPIA DE CALOR ~** Colocar a máscara no microondas durante o tempo indicado em seguida e testar a temperatura da embalagem. Aquecer durante 5 segundos adicionais, se necessário, até atingir a temperatura desejada.

Tempo de aquecimento sugerido para (1) uma máscara esencial para os olhos THERA°PEARL

700 Watts ~ 15 segundos

1000 Watts ~ 12 segundos

1250 Watts ~ 10 segundos

**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**  
A máscara THERA°PEARL deve ser aplicada durante 20 minutos ou como recomendado pelo médico. Retirar e aguardar pelo menos 20 minutos. Repetir, se necessário.

temperatura da máscara antes da sua utilização. O sobreaquecimento ou a utilização prolongada da máscara podem provocar lesões pessoais, incluindo queimaduras. Apenas para utilização externa. Não utilizar em crianças. Não perfurar a máscara nem ingerir o seu conteúdo. Não utilizar sobre pele sensível, insensível ou com feridas abertas. Não utilizar para outros fins que não sejam os previstos. Não adormecer durante a utilização da máscara. Utilizar apenas sob a supervisão de um adulto. O aquecimento durante um tempo superior ao sugerido pode danificar ou destruir a máscara THERA°PEARL. Em caso de dor intensa, prolongada ou crônica, consulte um médico.

## NEDERLANDS:

BEWAAR DE THERAPEARL PACK IN DE VRIESKAST OF IN EEN LUCHTDICHTE PLASTIC ZAK

THERA°PEARL

Een nieuwe graad van verlichting. Warmte / koude therapie ontwikkeld door artsen  
Herbruikbare warmte / koudetherapie  
Oogmasker  
Past zich aan aan je lichaam om verzachting te bieden bij:

- Droege ogen
- Hoofdpijn / sinus
- Gezwollen ogen en meer

Vriesvak en microwave  
Niet toxicisch  
Herbruikbaar

www.therapearl.com, 0800-909-8180

bevat één (1) THERA°PEARL oogmasker (22,9 cm x 7 cm)

THERA°PEARL combineert de genezendende werking van warmte- en koudetherapie in één handige pack. Geniet van de geweldige verlichting van uw alledaagse pijnjes en voel de optimale therapeutische werking wanneer onze Pearl Technology™ zich aan uw lichaam aanpast.

AANBEVOLEN GEBRUIK:  
Herbruikbaar therapeutisch warmte- of koudekompress voor gebruik bij pijn, gevoeligheid, zwelling en blauwe plekken. Kompressen zijn ontwikkeld om ongeveer 20 minuten een therapeutische warmte vast te houden.

KOUDETHERAPIE: gedurende minstens 2 uur in de vriezer leggen.  
WARMETHERAPIE: gedurende de aangegeven tijd verwarmen in de magnetron, vervolgens het kompres testen. Indien nodig, verwarm nog 5 seconden meer tot de gewenste temperatuur is bereikt.  
Aanbevolen verwarmingstijd voor één (1) THERA°PEARL-oogmasker

700 (watt) ~ 15 seconden  
1000 (watt) ~ 12 seconden  
1250 (watt) ~ 10 seconden

GEBRUIKSAANWIJZING  
THERA°PEARL Pack gedurende 20 minuten gebruiken of zoals aangeraden door de arts. Erna verwijderen en minstens 20 minuten wachten. Herhalen indien nodig.

LET OP: Test de temperatuur altijd voorafgaand aan het aanbrengen. Oververhitting of langer durende applicatie kan letsls, waaronder brandwonden veroorzaken. Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Niet gebruiken bij baby's. Oogmasker niet inpratten en/of inhoud inslikken. Niet gebruiken op gevoelige of juist ongevoelige huid, of op open wonden. Niet gebruiken voor andere dan de aanbevolen doeleinden. Niet in slaap vallen bij gebruik van het oogmasker. Uitsluitend gebruiken onder toezicht van een volwassene. Verwarming langer dan de aanbevolen tijd kan het THERA°PEARL Pack beschadigen of vernietigen. Voor extreme, langdurige of chronisch pijn, raadpleeg een arts.

OPBEVAR PAKNINGEN MED THERAPEARL I FRYSEREN ELLER I EN LUFTTÅTT PLA-STICOSE  
THERA°PEARL  
En ny grad af lindring  
Varme- & kuldetterapi udviklet af læger  
Genbrugelig varme- & kuldetterapi

Eye-ssential maske  
Tilpasser sig din krop, så du opnår behagelig lindring fra:  
- Tørre øjne  
- Hovedpine/bihulerne  
- Opsvulmede øjne med mere!

Frys & opvarm i mikrobølgeovn  
Ikke toksisk  
Genbrugelig

www.therapearl.com, 0800-909-8180

Indeholder en (1) THERA°PEARL Eye-ssential maske  
22,9 cm x 7 cm

THERA°PEARL kombinerer de helende egenskaber ved varme- og kuldebehandling i én bekvem pakning. Opnå ekstraordinær lindring af dine smærter og ømme punkter i hverdagen, og få en optimal

fordel af behandlingen, når vores Pearl Technology™ tilpasses til din krop.

TILSIGTET ANVENDELSE:  
Genbrugelig, terapeutisk varme- & kuldemask til alminderlige smærter, ømhed, hævelse og blå mærker. Pakningerne er beregnet til at bibringe en terapeutisk temperatur i ca. 20 minutter.

KULDEBEHANDLING ~ Frys i mindst 2 timer.

VÄRMEBEHANDLING ~ Opvarm i mikrobølgeovnen i den tidsperiode, der indikeres nedenfor og testpakningens temperatur. Opvarm i yderligere 5 sekunder efter behov, indtil den ønskede temperatur opnås.

Anbefalet opvarmingstid for (1) en THERA°PEARL Eye-ssential maske

700 Watt ~ 15 sekunder  
1000 Watt ~ 12 sekunder  
1250 Watt ~ 10 sekunder

ANVISNINGER:  
THERA°PEARL-masken skal påføres i 20 minutter, eller efter længens anbefaling. Fjern masken og vent i mindst 20 minutter. Gentag hvis det er nødvendigt.

FORSIGTIG: Kontroller altid maskens temperatur før applikation. Overophedning eller langvarig applikation kan føre til personskade, herunder forbrændinger. Kun til ydre brug. Må ikke anvendes til spædbørn. Du må ikke punktere pakningen og/eller indtage indholdet. Må ikke placeres på følsom hud, ikke følsom hud eller åbne sår. Må ikke bruges til andre formål end de tilsteds. Du må ikke falde ikke i sovn, mens du bruger masken. Må kun bruges under overvågning fra en voksen. Opvarmning i længere end den anbefalet tidsperiode kan beskadige eller ødelægge pakningen med THERA°PEARL-masken. Kontakt lægen ved ekstremitet, langvarige eller kroniske smærter.

## SUOMI:

SÄILYTÄ THERAPEARL-PAKKAUSTA PAKSTETTUNA TAI ILMATIIVISSÄMUOVIPUSSISSA

THERA°PEARL  
Uusi tapa lievittää kipua  
Lääkäreiden kehittämä lämpö- ja kylmähoito  
Uudelleenkäytettävä lämpö- ja kylmähoito

Eye-ssential-maski  
Lievittää kipua ja särkyäsi seuraavissa tapauksissa:  
- Kuivat silmät  
- päänsärky / nenän sivuonteloiden vaivat  
- turvonnee silmät jne!

Kestää pakastamista ja lämmittämistä mikroaltaounissa  
Myrkytön  
Uudelleenkäytettävä

www.therapearl.com, 0800-909-8180

Sisältää yhden (1) THERA°PEARL Eye-ssential -maskin  
22,9 cm x 7 cm (9" x 2,75" tolli)

THERA°PEARL on ühtne mugav mähis, milles on ühendatud kuuma- ja külmaravi ravitoime. Nautige erakordset leevendust oma igapäevastest valudest ja tundke optimaalset raviefekti meie Pearl Technology™ sobitamisest oma kehaga.

ETTEÄHTÄUD KASUTUSVIISI:  
Korduvkasutusega ravitoimega kuum ja külümähis kasutamiseks tavalliste valude, tursete ja verevalumeid korral. Mähised on ette nähtud ravitoimega temperatuuri hoidmiseks ligikaudu 20 minutit.

KÜLMARAVI ~ Hoida 2 tundi sügavkülmä. KUUMARAVI ~ Hoida allpool märgitud aja jooksul mikrolaineahus ja kontrollida mähise temperatuuri. Vajaduse korral soojendada veel 5 sekundit kuni soovitud temperatuuri saavutamiseni. Soovitatav kuumutusaeg ühe (1) THERA°PEARL Eye-ssential silmamaski kohta

700 W ~ 15 sekundit  
1000 W ~ 12 sekundit  
1250 W ~ 10 sekundit

JUHISED:  
Mähist THERA°PEARL tuleb hoida peal 20 minutit või arsti soovitust aja jooksul. Eemaldage ja oodake vähemalt 20 minutit. Vajaduse korral korrale.

ETTEVAATUST: enne nahale kandmist kontrollige alati mähise temperatuuri. Ülekuumenemine või pikajaline nahal holdmine võib põhjustada inimesel vigastusi, sealhulgas pöletusi. Ainult välispidiseks kasutamiseks. Ärge kasutage imikute. Ärge torgake mähist katki ega neelake alla selle sisu. Ärge kasutage tundlikul, tundetul ega lahtiste haavadega nahal. Ärge kasutage muul kui ettenähtud otstarbel. Ärge ulinuge mähise kasutamise ajal. Kasutage ainult täiskasvanu järelevalve all. Kuumutamisel kauem kui soovitatud aja jooksul võib mähis THERA°PEARL saada kahjustusi või hävida. Eriti tugeva, pikaajalise või kroonilise valu korral pöörduge arsti poole.

700 wattia ~ 15 sekuntia

## TÜRKÇE:

THERAPEARL PAKETİNİ DONDURUCUDA YA DA HAVA ALMAYAN PLASTİK BİR POŞETTE SAKLAYINIZ.

THERA°PEARL  
Rahatlamanan Yeni Derecesi  
Doktor Tarafından Tasarlanmış  
Sicak&Soğuk Terapi  
Tekrar Kullanılabilir Sicak & Soğuk Terapi

Eye-ssential Mask  
Aşağıdaki durumlarda vücutunuza sakinleştirici bir rahatlık sağlar:  
- Küre göz  
- Başağrısı / Sinüsler  
- Şişmiş gözler & ve daha fazlası!

Dondurulabilir & Isıtılabilir  
Toksiç Madde İcermez  
Yeniden Kullanılabilir

www.therapearl.com, 0800-909-8180

Bir (1) THERA°PEARL Maske içerir  
Eye-ssential Maske  
(22,9 cm x 7 cm)

THERA°PEARL sıcak ve soğuk uygulama tedavisinin iyileştirici gücünü tek bir pakette bulutsur. Günlük ağrı ve acıyi azaltırken, Pearl Technology™ sayesinde vücutunuza uyum sağlayarak yüksek iyileştirici faydayı almanızı yardımcı olur.

KULLANIM AMACI :  
Sıkça görülen ağrı, acı, şişkinlik ve yaralanmalarda kullanılmak üzere, yeniden kullanılabilir sıcak & soğuk paket. Paketler terapotik ışıyı yaklaşıklar olarak 20 dakika korumak üzere tasarlanmıştır.

SOĞUK TERAPİ~ En az 2 saat süreyle dondurunuz.  
SICAK TERAPİ ~

MİKRODALGA İLE ISITMA : Aşağıda belirtilen süreyle mikrodalga firında ısıtınız. İhtiyaç durumunda arzu edilen ışıya ulaşınca dek 5 saniye daha ısıtınız. 1 THERA°PEARL Eye-ssential Mask için ısıtma süresi;

700 Watt ~ 15 Saniye  
1000 Watt ~ 12 Saniye  
1250 Watt ~ 10 Saniye

SICAK SUDA ISITMA:  
! Dikkat: Maskeyi kesinlikle direkt ateş maruz bırakmayın, kızgın yüzey ve ısıtıcıya temas ettirmeyiniz. Firında ısıtmayınız.

• Maskeyi ısıtma için tavsiye edilen su sıcaklığı 45°C'dir. Maskeyi ısıtmak için kesinlikle kaynar su kullanmayın.  
• Maskeyi, ısıtıcı kaynağının üzerindeki kap içerisinde direkt olarak ısıtmayınız. Isıtacağınız kabi, maskeyi içine koymadan önce ateşten alınız.  
• Maskeyi sıcak sudan bir zaman bir maşa yardım ile çıkarın. Maskeyi sudan çıkarmak için kesinlikle ellerinizi direkt olarak sıcak suya sokmayın.  
• Maskeyi sudan çıkardıktan sonra kurulayın.  
• Maskeyi gözüze uygulamadan önce sıcaklığını mutlaka eliniz ile kontrol ediniz. Göz ve göz çevresindeki cilt yüzeyinin, elinizi daha hassas olduğunu mutlaka göz önünde bulundurunuz.  
• Maske gözünüzün üzerindeki gözünüza açmayın. Kapalı göz kapaklıları üzerine uygulayıniz.

UGULAMA ŞEKLİ  
THERA°PEARL paketi 20 dakika boyunca ya da doktorun önerdiği şekilde uygulanmalıdır.Uygulama bitiminde maskeyi çıkarın ve en az 20 dakika bekleyin.Ge-rektiği şekilde uygulamayı tekrar ediniz.

UYARI:  
Paketi uygulamadan önce her zaman sıcaklığını kontrol ediniz. Aşırı ısıtma ya da belirtilen süreden uzun kulfanım, yanık da-hil olmak üzere yaralanmalara yol açabilir. Sadece harici kullanım içindir. Bebekler üzerinde kullanmayın. Paketi delmeyeiniz ve ya içindekileri yemeyiniz. Hassas ya da his kaybı olan cilt ve açık yaralar üzerinde kullanmayın. Belirtilen kullanım şekli dışında kullanmayın. Paket kullanılırken uyuşmamayı. Çocuklar için sadece yetişkin gözetiminde kullanınız. Önerilen sürenin üzerinde ısıtma, THERA°PEARL paketinin bozulmasına ve tahrif olmasına sebep olabilir. Aşırı, uzun süreli ve ya kronik ağrılarında doktorunuza danışınız.