

Graphics&Packing Technology Section ICN POLFA RZESZOW S.A.		ULOTKA PIL		BAUSCH + LOMB	
Nazwa produktu Product Name	Biotrue	Kolor nadruku Colours			
		Black			
Kraj Country (ISO)	Italy/Spain/Portugal (IT/ES/PT)	Nr wykojnika Spec No	55147		
Opracowane przez Designed by	Mateusz Fron Mateusz.Fron@bauschhealth.com	Kod Wytwórcy Manufacturer code	IS1084604W		
Nr korekty Proof No	4	Data Date	10-07-2020	Kod farmaceutyczny Pharmacode	-
Kod wersji Code version	P1ITESPT01		Inny kod Other code	-	
Rozmiar czcionki Font size	minimum 5 pt		Wymiar ulotki PIL size	120 x 170 mm	
Krój czcionki Font used	Interstate Regular Interstate Light Condensed Interstate Bold Interstate Bold Condensed		Gramatura papieru Paper weight	- g/m ²	
Komentarze Comments (Reason for the change)					
- PMR_ICN-20-0017-A - New artworks for new SKU					
Akceptacja Techniczna Technical Approval					
[Empty dashed box for technical approval]					
Akceptacja Działu ds. Rejestracji Regulatory Affairs Dept. Approval					
[Empty dashed box for regulatory approval]					

it - LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE LE ISTRUZIONI RIPORTATE ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE PER RIFERIMENTI FUTURI.

Bausch+Lomb Biotrue® soluzione unica
Umecta, pulisce, disinfetta, riscalda e conserva le lenti, elimina le proteine.

Istruzioni: Per ammettere, pulire, disinfettare le lenti ed eliminare le proteine, seguire questi semplici passaggi. Bausch + Lomb raccomanda questo regime quotidiano per un uso salutare e confortevole delle lenti in contatto.

PUNTO 1: Mettere almeno 3 gocce della soluzione unica Biotrue® su ogni lato della lente e strofinare con delicatezza per 20 secondi.

PUNTO 2: Scolare accuratamente entrambi i lati della lente per 5 secondi con soluzione unica Biotrue® fresca, appena prelevata dal flacone. Lasciare in immersione per almeno 4 ore. Ricordarsi di utilizzare sempre soluzione fresca - gettare la soluzione dai portaletti dopo ogni uso. Le tue lenti sono ora pronte per l'uso. In caso di presenza di residui sulle lenti, risciacquare con soluzione unica Biotrue® prima di applicarle. Seguire sempre le istruzioni del Contatto. Sulla base della composizione chimica del vostro liquido lacrimale e delle ore d'uso delle lenti, il Contatto può raccomandare ulteriori prodotti o procedure. Se non desiderate mettere subito le lenti, lasciatele immerse nei portaletti chiusi. Non conservare le lenti in una semplice soluzione salina al posto di soluzione unica Biotrue®. La soluzione salina non ha proprietà disinfettanti. Potete conservare le lenti nei portaletti ben chiusi fino al momento di riutilizzarle fino ad un massimo di 30 giorni. Se le conservate per periodi più lunghi, è necessario pulirle e disinfettarle con soluzione unica Biotrue® prima di riapplicarle.

Contenuto: Hyaluronan, sulfobetaina, poloxamina, acido borico, sodio borato, disodio edelato, cloruro di sodio; conservata con un doppio sistema disinfettante (poliaminopropilbiguanide 0,0003% e poliquaternium 0,0001%).

Azioni: Se usata quotidianamente, la soluzione unica Biotrue® dissolve le proteine e pulisce, discioglie e rimuove gli accumuli di film lacrimale, residui e depositi dalle lenti a contatto morbide. La soluzione unica Biotrue® combatte la formazione di depositi irritanti sulla superficie delle lenti. Elimina i microorganismi nocivi presenti sulle lenti. Mentre le lenti sono immerse nella soluzione, la formulazione le avvolge con uno strato ricco di acqua che le fa rimanere confortevoli per tutto il giorno. La soluzione unica Biotrue® può essere utilizzata anche per sciacquare le lenti.

Vantaggi di Biotrue®: Si comporta come i tuoi occhi. La soluzione unica Biotrue® contiene un lubrificante presente nell'occhio umano, ed ha un pH bilanciato uguale a quello delle lacrime naturali. La soluzione unica Biotrue® crea un effetto simile a un cuscinetto d'acqua ed idrata le lenti per un uso confortevole. La soluzione unica Biotrue® aiuta a prevenire la denaturazione di alcune proteine lacrimali: questo garantisce la pulizia delle lenti e inibisce la formazione di depositi che possono provocare discomfort ed abbreviare i tempi d'uso delle lenti. Mantenendo le lenti idratate e pulite la soluzione unica Biotrue® ti garantisce un uso confortevole per tutto il giorno. Biotrue®: una soluzione che si comporta come i tuoi occhi.

Indicazioni: La soluzione unica Biotrue® è indicata per l'uso nella reidratazione quotidiana, nella pulizia, nel risciacquo, nell'eliminazione dei depositi proteici, nella disinfezione chimica (non a caldo) e nella conservazione delle lenti a contatto morbide (idrotali), incluse quelle in silicone idrogel, come raccomandato dal Contatto.

Controindicazioni: Non utilizzare in caso di allergia a uno dei prodotti sopra menzionati.

AVVERTENZE: PROBLEMI CON LE LENTI A CONTATTO E CON I PRODOTTI DI MANUTENZIONE POTREBBERO CAUSARE INFEZIONI CORNEALI E/O ULCERE. È PORTARE A PERDITA DELLA VISTA. È essenziale seguire i consigli del Contatto e tutte le indicazioni riportate nelle etichette per il corretto uso delle lenti e dei prodotti per la loro cura, portaletti compreso. I problemi oculari, ulcere corneali comprese, possono svilupparsi rapidamente e portare alla perdita della vista. Le lenti per uso giornaliero non sono indicate per l'uso notturno e non devono essere portate durante il sonno. Studi clinici hanno dimostrato che portare questo tipo di lenti anche la notte aumenta il rischio di serie reazioni avverse. Le lenti a uso prolungato dovrebbero essere tolte regolarmente, per la loro pulizia e disinfezione, oppure per essere sostituite regolarmente secondo istruzioni del Contatto. Studi clinici hanno dimostrato una maggiore incidenza di serie reazioni avverse fra gli utilizzatori di lenti ad uso continuo rispetto a quelli che le portano ad uso giornaliero. È inoltre dimostrato che il rischio di serie reazioni avverse aumenta quanto maggiore è il tempo di utilizzo continuato delle lenti senza che avvenga la loro pulizia, disinfezione e sostituzione. L'incidenza di tali reazioni è maggiore fra i fumatori. Se avvertite fastidio agli occhi, lacrimazione eccessiva, problemi di vista o rossore agli occhi, rimuovete immediatamente le lenti e rivolgetevi subito al Medico Oculista che utilizza le lenti a contatto dovrebbe sottoporsi a un controllo oculare almeno due volte all'anno o con maggiore frequenza se prescritto. Ogni volta che conservate le lenti nei portaletti dovete riempirli con soluzione fresca senza rimboscare o riutilizzare la soluzione rimasta. La soluzione già utilizzata va gettata via immediatamente dopo aver rimosso le lenti dal portalletto e non devono essere portate. Non dovete esporre né conservare le lenti o risciacquare il portalletto con altri tipi di acqua, come ad esempio acqua potabile o minerale in bottiglia o distillata o con qualunque altro tipo di soluzione non sterile. Ogni volta che rimuovete le lenti dai portaletti, dopo aver gettato la soluzione rimasta, pulite, risciacquate e lasciatele aperte ad asciugare all'aria. Per eliminare la soluzione eventualmente rimasta, potete tenere il portalletto capovolto mentre asciugate. Sostituite il vostro portalletto frequentemente, a seconda delle vostre abitudini igieniche. **Non gettare la soluzione dai portaletti dopo ogni uso o utilizzare l'acqua per la manutenzione delle lenti o portare a contaminazione delle stesse, con il risultato di lesioni oculari e potenziale perdita della vista. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedere le istruzioni qui di seguito.**

Informazioni importanti per la sicurezza:

- Seguire sempre le istruzioni per l'uso del prodotto.
- Sottoporsi a visite regolari dal proprio Medico Oculista.
- Prima di toccare le lenti, lavarsi e asciugarsi sempre le mani.
- Con le lenti e il portalletto non usare mai acqua del rubinetto, minerale in bottiglia, o salina.
- Per pulirle e disinfettarle le lenti utilizzare solo soluzione fresca.
- Dopo ogni ciclo di disinfezione, gettare sempre tutta la soluzione rimasta nei portaletti.
- Soluzioni saline e lacrime artificiali non disinfettano le lenti.
- Sostituire sempre soluzioni, lenti e portaletti come indicato.
- Per evitare contaminazioni, il beccuccio del flacone non deve venire in contatto con niente.
- Dopo l'uso, chiudere il flacone.
- Da non usare con la disinfezione termica (a caldo).

Precauzioni:

- Gettare sempre la soluzione dai portaletti dopo ogni uso.
- Tenere il flacone ben chiuso quando non viene utilizzato.
- Conservare a temperatura ambiente.
- Utilizzare prima della data di scadenza stampata su confezione e flacone.

• Gettare l'eventuale soluzione rimasta 90 giorni dopo la prima apertura del flacone.

• Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Reazioni avverse (problemi e soluzioni): Si potrebbero presentare i seguenti problemi: dolore agli occhi, bruciore o prurito (irritazione), le lenti sono meno confortevoli rispetto alla prima volta che sono state applicate, sensazione di corpo estraneo/graffio nell'occhio, lacrimazione eccessiva, secrezioni insolite, rossore oculare, visione meno brillante (scarsa acuità visiva), visione appannata, aloni colorati intorno agli oggetti, ipersensibilità alla luce (fotofobia) o occhio secco. **In presenza di uno qualsiasi di questi sintomi rimuovere immediatamente le lenti.**

- Se la lente è sporca o si nota la presenza di una ciglia o di un altro corpo estraneo, o se il problema scompare e la lente non sembra essere danneggiata, pulirla accuratamente, risciacuarla e disinfettarla prima di applicarla nuovamente.
- Se il problema persiste, rimuovere subito la lente e rivolgersi al proprio Contatto. Se si presenta uno dei sintomi sopra citati, questi possono essere segni di una seria condizione, come ad esempio un'infezione, un'ulcera corneale, una neovascolarizzazione o un'irite. Rivolgersi immediatamente a un Medico Oculista per identificare il problema e ricevere le cure necessarie per evitare danni oculari gravi.
- Applicare le lenti sempre nello stesso ordine (prima la sinistra o viceversa) per evitare di confonderle.
- Prima di toccare le lenti, lavarsi e asciugarsi sempre le mani.
- Pulire, risciacquare e disinfettare le lenti ogni volta che vengono rimosse dagli occhi.
- Applicare le lenti sempre nello stesso ordine (prima la sinistra o viceversa) per evitare di confonderle.
- Dopo l'uso, svuotare sempre e risciacquare il portalletto con la soluzione unica Biotrue® e lasciare asciugare all'aria.

I flaconi e le confezioni sono contrassegnati con un numero di lotto e la data di scadenza.

Data di emissione: 2020-07

es - Lea atentamente las instrucciones y guarde el prospecto para posteriores consultas.

Biotrue® solución única, de Bausch + Lomb
Acondiciona, limpia, elimina las proteínas, desinfecta, aclara y conserva.

Instrucciones de uso: Para acondicionar, limpiar, desinfectar y eliminar las proteínas diariamente, complete estos simples pasos. Bausch + Lomb recomienda seguir este proceso diariamente para una buena salud ocular y para que se sienta cómodo con sus lentes de contacto.

PASO 1: Vierta 3 gotas de la solución única Biotrue® en cada lado de la lente y frote con suavidad durante 20 segundos.

PASO 2: Aclare concienzudamente las lentes por cada lado durante cinco segundos con solución única Biotrue®.

PASO 3: Guarde las lentes de contacto limpias en su estuche y rehídelas con solución única Biotrue®. Déjelas sumergidas en la solución durante, al menos, 4 horas. Deeseche la solución del estuche después de cada uso.

Ahora las lentes están listas para su uso. Si queda alguna partícula en las lentes, aclárelas con solución única Biotrue® antes de ponérselas. Siga siempre las instrucciones del profesional del cuidado de la visión respecto al cuidado de sus ojos. Tomando como base la composición de sus lágrimas, así como la frecuencia de uso de las lentes, puede que le recomende productos o procedimientos adicionales. Si se queda las lentes, quídelas de inmediato en su estuche limpio de Biotrue®. No guarde las lentes en una solución salina simple, ya que ésta no desinfecta las lentes. Puede conservar las lentes listas para usar en un estuche cerrado limpio de Biotrue® hasta 30 días. Si guarda las lentes durante largos periodos de tiempo, debe limpiarlas y desinfectarlas con solución única Biotrue® nueva antes de ponérselas.

Contenido: Hialuronato, sulfobetaina, poloxamina, ácido bórico, borato de sodio, edelato disódico y cloruro de sodio, y la protección de un sistema de desinfección doble (poliaminopropil biguanida 0,0003 % y poliquaternium 0,0001 %).

Acción: Usada diariamente, la solución Biotrue® dissolve las proteínas, limpia, suaviza y elimina las acumulaciones de partículas y residuos de las lentes de contacto blandas. La solución única Biotrue® ayuda a prevenir la formación de depósitos sobre la superficie de las lentes que podrían irritar el ojo. Elimina los microorganismos perjudiciales que se puedan acumular en la lente. Mientras las lentes están en la solución, la fórmula envuelve la lente en un colchón de hidratación que contribuye a que se sienta cómodo con ellas durante todo el día. La solución única Biotrue® también puede utilizarse para aclarar las lentes.

Beneficios de Biotrue®: Inspirado en la biología de sus ojos*, la solución única Biotrue® incorpora un lubricante presente en el ojo humano, y tiene un pH equilibrado igual que el de las lágrimas sanas. La solución única Biotrue® envuelve y rehidrata las lentes para que se sienta cómodo con ellas. La solución única Biotrue® ayuda a prevenir que ciertas proteínas de las lágrimas se degraden y evite la formación de residuos que pueden causar molestias y hacer que sus ojos toleren las lentes durante menos tiempo. Biotrue®: una solución que se comporta como sus ojos.

Indicaciones (usos): La solución única Biotrue® está indicada para uso diario con el fin de acondicionar, limpiar, eliminar las proteínas, aclarar, desinfectar químicamente (sem calor) y conservar lentes de contacto blandas (hidrofilicas) y las lentes de hidrogel de silicona.

Contraindicaciones (motivos para no usar el producto): No use este producto si es alérgico a alguno de sus componentes.

ADVERTENCIAS: LOS PROBLEMAS CON LAS LENTES DE CONTACTO Y LOS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LAS LENTES PODRÁN CAUSAR INFECCIONES O ÚLCERAS EN LA CórNEA Y PROVOCAR UNA PERDIDA DE VISIÓN. Es esencial que siga las indicaciones de su profesional del cuidado de la visión y las instrucciones del producto para un correcto uso de las lentes y de los productos para su cuidado, también en lo que se refiere al estuche. Algunas alteraciones de la salud ocular, como las úlceras en la córnea, pueden desarrollarse con rapidez y provocar una pérdida de visión. Por su seguridad, las lentes de uso diario no están indicadas para su uso durante toda la noche; debe quitárselas antes de irse a dormir. Para un uso prolongado, las lentes deben limpiarse y desinfectarse con regularidad o desecharse o cambiarse por otras según las instrucciones de su profesional del cuidado de la visión. Los estudios clínicos realizados demuestran que la incidencia de reacciones adversas aumenta cuando las lentes se usan durante las horas de sueño frente al uso únicamente durante el día. También se ha demostrado que las personas fumadoras presentan mayor incidencia de reacciones adversas. Si experimenta incomodidad en los ojos, lagrimeo excesivo, cambios en la visión u ojos rojos, quite inmediatamente las lentes y contacte con su profesional del cuidado de la visión lo antes posible. Se recomienda a las personas que llevan lentes de contacto que visiten a su profesional del cuidado de la visión dos veces al año o más a menudo, si así se lo indican. Cada vez que guarde las lentes en su estuche, debe rellenarlo completamente con solución nueva; no añada más solución nueva a la ya usada ni reutilice la solución. Debe desechar la solución inmediatamente después de sacar las lentes del estuche. No debe limpiar, guardar ni aclarar las lentes en una solución no estéril ni en agua, ya sea del grifo, mineral o destilada. Limpie, aclare y

deje secar al aire el estuche portalettes. Puede colocar el estuche boca abajo a fin de escurrir el exceso de solución mientras se seca. Cambie el estuche por uno nuevo con frecuencia de acuerdo con sus hábitos de higiene. **Si no deseche la solución del estuche después de cada uso o si deja las lentes en agua, éstas podrían contaminarse y provocar daños en los ojos y una posible pérdida de visión. Consulte la información de seguridad importante en las instrucciones que incluye el producto.**

Información importante de seguridad:

- Siga siempre las instrucciones de uso.
- Visite regularmente a su profesional del cuidado de la visión.
- Lávese y séquese bien las manos antes de manipular las lentes.
- No utilice agua del grifo, mineral ni salina para limpiar las lentes ni para rellenar el estuche.
- Utilice únicamente solución única nueva para limpiar y desinfectar las lentes.
- Deseche siempre la solución sobrante del estuche después de cada ciclo de desinfección.
- La solución salina o las gotas humectantes no desinfectan las lentes.
- Cambie siempre la solución, las lentes y el estuche por otros nuevos cuando corresponda.
- Evite que la punta del bote entre en contacto con otras superficies y/o de no contaminar las lentes. Vuélvase a cerrar el bote después de cada uso.
- No utilice desinfección por calor (térmica).

Precauciones:

- Deseche la solución sobrante después de cada uso.
- Mantenga bien cerrado el bote cuando no lo esté usando.
- Conserve a temperatura ambiente.
- No debe utilizar el producto después de la fecha de caducidad que figura en la caja y en el bote.
- Evite que la punta del bote entre en contacto con otras superficies y/o de no contaminar las lentes. Vuélvase a cerrar el bote después de cada uso.
- Mantenga alejado del alcance de los niños.

Reacciones adversas (problemas y qué hacer): Podría experimentar las siguientes reacciones: escozor, ardor o picor (irritación), comodidad reducida respecto a la primera vez que se puso las lentes, sensación de tener algo en el ojo (un cuerpo extraño, un rasguño en una zona determinada), lagrimeo excesivo del ojo, secreción nasal del ojo, ojos rojos, menor agudeza visual (visión reducida), visión borrosa, destellos o halos en torno a los objetos, sensibilidad a la luz (fotofobia) u ojos secos.

Si experimenta alguna de estas reacciones:

Quite las lentes inmediatamente.

- Si la incomodidad o el problema desaparecen, examine cuidadosamente las lentes de cerca.
- Si la lente está dañada, no vuelva a ponérsela en el ojo. Deposite la lente en su estuche y contacte con su profesional del cuidado de la visión.
- Si el problema persiste, quite la lente inmediatamente y consulte a su profesional del cuidado de la visión.

Si experimenta alguno de los síntomas descritos, podría tener alguna afección grave, por ejemplo una infección, una úlcera en la córnea, neovascolarización o iritis. Acuda inmediatamente al profesional del cuidado de la visión para que diagnostique el problema y determine el tratamiento adecuado a fin de evitar que se produzcan daños graves.

Hábitos de higiene para el cuidado de las lentes:

- Lávese las manos con agua abundante antes de manipular las lentes.
- Limpie, aclare y desinfecte las lentes cada vez que se las quite.
- Manipule las lentes izquierda y derecha siempre en el mismo orden para evitar confundirlas.
- Después de cada uso, vacíe y aclare el estuche con solución única Biotrue® nueva y deje secar al aire.

Presentación: la solución única Biotrue® se presenta en bote de plástico estéril en diferentes formatos. El número de lote y la fecha de caducidad figuran tanto en la caja como en el bote del producto.

Fecha de expedición: 2020-07

pt - Leia atentamente e guarde este folheto informativo para futura referência.

Biotrue® solução única, de Bausch + Lomb
Acondiciona, limpa, elimina proteínas, desinfecta, emacua, conserva

Instruções de utilização: Para acondicionar, limpar, desinfectar e eliminar as proteínas diariamente, complete estes simples passos. Bausch+Lomb recomenda seguir este processo diário para obter uma boa saúde ocular e para que se mantenha confortável com as suas lentes de contacto.

PASSO 1: Verta 3 gotas de solução única Biotrue® em cada lado da superfície da lente e esfregue suavemente durante 20 segundos.

PASSO 2: Enxague completamente cada lado da lente durante 5 segundos com a solução única Biotrue®.

PASSO 3: Coloque as lentes de contacto limpas no estojo e encha com solução única Biotrue® nova. Deixe as lentes submersas na solução durante pelo menos 4 horas. Elimine a solução restante do estojo após cada utilização.

As suas lentes encontrarão-se prontas a utilizar. Se permanecerem outros resíduos nas lentes, enxague com a solução única Biotrue® antes da colocação. Siga sempre as instruções do seu especialista da visão com respeito ao cuidado dos seus olhos. Com base na composição das suas lágrimas e na frequência de uso das lentes, o seu especialista da visão poderá recomendar produtos ou procedimentos adicionais. Se retirar as lentes quando se de imediato no seu estojo cheio de Biotrue®, não guarde as suas lentes numa solução salina simples pois esta não as desinfecta. As lentes poderão ser guardadas no seu estojo cheio de Biotrue® até 30 dias, no máximo. Se guardar as suas lentes durante períodos de tempo mais longos, deverão ser limpas e desinfectadas com solução única Biotrue® nova antes da sua colocação.

Conteúdo: hialuronato, sulfobetaina, poloxamina, ácido bórico, borato de sódio, edelato disódico e cloreto de sódio e conservado com um sistema de desinfeção duplo (poliaminopropil biguanida 0,0003% e poliquaternário 0,0001%).

Ações: Quando usada diariamente, a solução única Biotrue® dissolve as proteínas e limpa, liberta e elimina acumulações, resíduos e depósitos das lentes de contacto hidrofilicas. A solução única Biotrue® ajuda a prevenir a formação de depósitos irritantes na superfície da lente. Elimina os microorganismos prejudiciais que se podem acumular na lente. Enquanto a sua lente está embebida na solução, a fórmula cobre a lente com uma camada de hidratação para ajudar a lente a permanecer confortável ao longo do dia. A solução única Biotrue® também pode ser utilizada para enxaguar as lentes.

Benefícios de Biotrue®: Inspirado na biologia dos seus olhos*, a solução única Biotrue® incorpora um lubrificante presente de forma natural nos seus olhos e apresenta um pH equilibrado igual ao das lágrimas saudáveis. A solução única Biotrue® protege e rehidrata as lentes para um uso confortável.

A solução única Biotrue® ajuda a prevenir que certas proteínas das lágrimas se degradem e inibe a formação de depósitos que podem causar desconforto e podem diminuir o tempo de utilização da lente. Biotrue®: uma solução que funciona do mesmo modo que os seus olhos.

Indicções (Utilização): A solução única Biotrue® está indicada para uso diário com a finalidade de acondicionar, limpar, eliminar as proteínas, enxaguar, desinfectar químicamente (sem calor) e conservar lentes de contacto moles (hidrofilas), incluindo lentes de silicone-hidrogel.

Contra-indicações (Razões para não utilizar): Se for alérgico a qualquer ingrediente deste produto, não o utilize.

ADVERTÊNCIAS: PROBLEMAS COM LENTES DE CONTACTO E PRODUTOS DE TRATAMENTO DE LENTES PODERÃO RESULTAR EM INFEÇÃO E/OU ÚLCERA DA CórNEA E CAUSAR PERDA DA VISÃO. É fundamental seguir as indicações do seu especialista da visão e todas as instruções dos rótulos para a utilização adequada das lentes e produtos de tratamento de lentes, incluindo o estojo para lentes. Algumas alterações da saúde ocular como as úlceras da córnea, poderão desenvolver-se rapidamente e causar perda da visão. Para sua segurança, as lentes de uso diário não são indicadas para utilizar durante uma noite inteira e não deverão ser utilizadas enquanto dorme. Os estudos clínicos mostraram um aumento do risco de reações adversas graves quando as lentes são usadas durante a noite. As lentes de contacto de uso prolongado deverão ser removidas regularmente para limpeza e desinfeção ou para eliminação e substituição de acordo com o plano prescrito pelo seu profissional da visão. Os estudos clínicos também mostram um aumento na incidência de reações adversas graves com o uso prolongado de lentes de contacto em comparação com a incidência de reações de lentes de contacto diárias. Os estudos clínicos mostraram ainda que o risco de reações adversas graves aumenta com o aumento do tempo de utilização das lentes antes de serem removidas para limpeza e desinfeção ou serem descartadas e substituídas. Os estudos também demonstraram que os fumadores apresentam uma maior incidência de reações adversas. Se sentir desconforto nos olhos, lacrimeio excessivo, alterações da visão, vermelhidão do olho, retire imediatamente as suas lentes e contacte rapidamente o seu especialista da visão. Recomenda-se que os utilizadores de lentes de contacto visitem o seu especialista da visão duas vezes por ano, ou se indicado, com mais frequência. Deverá encher o seu estojo para lentes com solução nova sempre que guardar as suas lentes e nunca reutilize a solução. Deverá eliminar a solução imediatamente depois de retirar as suas lentes do estojo das lentes. Não deverá expor nem guardar as suas lentes nem enxaguar o seu estojo para lentes com água da torneira, engarrafada ou destilada nem com qualquer solução não estéril. Limpe, enxague e seque ao ar o seu estojo para lentes sempre que retirar as suas lentes. Para permitir que a solução em excesso seja drenada, poderá virar o seu estojo para lentes enquanto estiver a secar ao ar. Substitua o seu estojo para lentes frequentemente, dependendo dos seus hábitos de higiene.

Caso não elimine a solução do estojo para lentes após cada utilização ou caso utilize água para tratar as suas lentes, poderá contaminar-se e causar danos em potenciais perda de visão. Consulte a importante informação de segurança nas instruções incluídas na embalagem.

Informações importantes sobre a segurança:

- Siga sempre as instruções de utilização do produto.
- Visite o seu especialista da visão regularmente.
- Lave e seque sempre as mãos antes de manusear as suas lentes.
- Não utilize água da torneira, água engarrafada ou salina nas lentes ou estojo para lentes.
- Utilize apenas solução única nova para limpar e desinfectar as lentes de contacto.
- Elimine sempre qualquer solução restante do seu estojo para lentes após cada ciclo de desinfeção.
- O soro fisiológico ou as gotas hidratantes não irão desinfectar as suas lentes.
- Substitua sempre as suas soluções, lentes e estojo para lentes, conforme indicado.
- Para evitar a contaminação, não toque com a ponta do frasco em nenhuma superfície. Volte a colocar a tampa após a utilização.
- Não utilize com desinfeção a quente (térmica).

Precauções:

- Elimine sempre a solução restante do estojo para lentes após cada utilização.
- Mantenha o frasco bem fechado quando não estiver a ser utilizado.
- Guarde a temperatura ambiente.
- Utilize antes da data de validade impressa na embalagem e no frasco.
- Deite fora qualquer solução restante 90 dias após a abertura.

Reações Adversas (Problemas e o que fazer): Poderão ocorrer os seguintes problemas: sensação de picadas nos olhos, sensação de quemadura ou comichão (irritação) dos olhos, conforto reduzido em relação à colocação inicial das lentes no olho, sensação de ter algo no olho (corpo estranho, zona irritada), humedecimento excessivo (lacrimeio) do olho, secreções mucosas do olho, vermelhidão do olho, redução na nitidez da visão (acuidade visual) fraca, visão desfocada, arco-íris ou auréolas em redor dos objetos, sensibilidade à luz (fotofobia) ou olhos secos.

Se sentir algum dos problemas acima:

Retire imediatamente as suas lentes.

- Se o desconforto ou problema parar, então observe cuidadosamente a lente.
- Se a lente estiver de alguma forma danificada, não coloque a lente novamente no seu olho. Coloque a lente no estojo para lentes e contacte o seu especialista da visão.
- Se a lente tiver uma poeira, uma partícula ou outro corpo estranho ou se o problema parar e a lente parecer não estar danificada, limpe, enxague e desinfecte totalmente a lente e coloque a novamente.
- Se o problema continuar, retire imediatamente a lente e consulte o seu especialista da visão.

Se ocorrer algum dos sintomas acima mencionados, poderá estar presente um problema grave, tal como infeção, úlcera da córnea, neovascolarização ou irite. Procure a identificação do problema junto de um especialista da visão para que diagnostique o problema e proceda ao tratamento para evitar lesões graves no olho.

Hábitos de Higiene para o cuidado da lente:

- Lave e seque sempre as mãos antes de manusear as suas lentes.
- Limpe, enxague e desinfecte as suas lentes sempre que as retirar.
- Manuseie sempre a mesma lente, a direita ou esquerda, em primeiro lugar para evitar confusões.
- Após a utilização, esvazie e enxague sempre o estojo para lentes com solução única Biotrue® nova e deixe que seque ao ar.

Apresentação: A solução única Biotrue® é comercializada em frascos de plástico estériles de diferentes dimensões. Os frascos e as embalagens estão assinalados com um número de lote e data de validade.

Data de emissão: 2020-07