

Cuadro de constantes Lentes Intraoculares

BAUSCH + LOMB
A Valeant Pharmaceuticals International, Inc. Company.

Técnica Biométrica	Biometría Ultrasónica			Biometría Óptica				Inyector recomendado/ Referencia
Fórmula	SRKT (nominal)	Hoffer Q	Holl. 1	SRKT	Hoffer Q	Holl. 1	Haigis	
Constante	Constante A	ACD (pACD)	SF	Constante A	ACD (pACD)	SF		
Versario [®] 3F				118,6	5,26	1,48	A ₀ = 1,04 A ₁ = 0,40 A ₂ = 0,10	Viscoject™ BIO 1.8 / LP604350C
Versario [®]	118,0	4,96	1,22	118,3	4,96	1,27	A ₀ = 0,67 A ₁ = 0,40 A ₂ = 0,10	Viscoject™ BIO 1.8 / LP604350C
Versario [®]	118,0	4,96	1,22	118,3	4,96	1,27	A ₀ = 0,67 A ₁ = 0,40 A ₂ = 0,10	Viscoject™ BIO 1.8 / LP604350C
Crystalens [®] AO				119,1	5,61	1,85		Crystalsert™ / CI-28
FOCUS [®] force [™]	117,0	4,38	0,66	118,8	5,45	1,66	A ₀ = 1,26 A ₁ = 0,40 A ₂ = 0,10	Inyector reutilizable: BLIS™ / BLIS-R1 Cartucho desechable: BLIS™ / BLIS-X1 Inyector desechable: INJZAR / INJZAR01
FOCUS [®] force [™] Aspheric	118,4	5,20	1,45	118,9	5,54	1,74	A ₀ = 1,33 A ₁ = 0,40 A ₂ = 0,10	Inyector reutilizable: BLIS™ / BLIS-R1 Cartucho desechable: BLIS™ / BLIS-X1 Inyector desechable: INJZAR / INJZAR01
enVista [®] Lente acrílica hidrofóbica sin glutaral	118,7	5,37	1,62	119,1	5,61	1,85	A ₀ = 1,46 A ₁ = 0,40 A ₂ = 0,10	Inyector reutilizable: BLIS™ / BLIS-R1INJ100 Cartucho desechable: BLIS™ / BLIS-X1
enVista [®] TORIC	118,7	5,37	1,62	119,1	5,61	1,85	A ₀ = 1,46 A ₁ = 0,40 A ₂ = 0,10	Inyector reutilizable: BLIS™ / BLIS-R1INJ100 Cartucho desechable: BLIS™ / BLIS-X1
EYE-Cee [®] PRE-LOADED HYDROPHOBIC IOL	119,2	5,66	1,90	119,5	5,87	2,11	A ₀ = 1,73 A ₁ = 0,40 A ₂ = 0,10	PRECARGADA
EyeCee [®]	119,1	5,70	1,73	119,7	6,00	2,13	A ₀ = 1,675 A ₁ = 0,40 A ₂ = 0,10	PRECARGADA MDJ Loadinject 2,2 / 8000001533
EyeCee [®]	119,1	5,70	1,73	119,7	6,00	2,13	A ₀ = 1,675 A ₁ = 0,40 A ₂ = 0,10	PRECARGADA MDJ Loadinject 2,2 / 8000001533
QUATRIX	119,6	5,96	2,13	119,8	6,04	2,28	A ₀ = 1,91 A ₁ = 0,40 A ₂ = 0,10	PRECARGADA
INCISE [®] LIO MICROVISION	118,7	5,37	1,62	118,9	5,51	1,75	A ₀ = 1,35 A ₁ = 0,40 A ₂ = 0,10	Viscoject™ BIO 1,5 / LP604361C
Akreas [®] MICS	118,4	5,20	1,45	119,1	5,67	1,90	A ₀ = 1,49 A ₁ = 0,40 A ₂ = 0,10	Viscoject™ BIO 1,8 / LP604350C
Akreas [®] AO	118,0	4,96	1,22	118,5	5,26	1,51	A ₀ = -0,83 A ₁ = 0,305 A ₂ = 0,191	Viscoject™ 2,2 / LP604340 Hydroport™: AI-28
Versario [®]	120,0	6,14	2,36	119,7	5,96	2,20	A ₀ = 1,80 A ₁ = 0,40 A ₂ = 0,10	Viscoject™ 2,2 / LP604340
PMMA EZE-60	118,1	5,02	1,28					
PMMA L122UV	115,8	3,68	-0,02					
SofPort[®] AO	118,0	5,00	1,22	118,7	5,40	1,62	A ₀ = 0,057 A ₁ = 0,186 A ₂ = 0,171	Sofport™ Easy-Load Delivery System /EZ-28V